

# NÁVOD K POUŽITÍ

PEDÁLOVÁ POMŮCKA PRO REHABILITACI

# 350



## POUŽITÍ

Pedálová pomůcka tvoří součást řady kompenzačních pomůcek pro tělesně postižené osoby a osoby se sníženou schopností mobility. Své využití nachází zejména pro rehabilitaci dolních končetin na lůžku, nebo v sedě při póurazových a pooperačních stavech.

## POPIS

Konstrukce pedálové pomůcky je vyrobena z povrchově upravených ocelových trubek (provedení chrom). Pedály s protiskluzovou povrchovou úpravou a nastavitelnou přezkou jsou umístěny do ložiska s možností nastavení odporu otáčení. Opěrné nohy pedálové pomůcky jsou opatřeny pryžovými protiskluzovými nástavci.

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním si pečlivě přečtěte návod k použití a v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte vašeho dodavatele.

Před používáním konzultujte vhodnost použití a zátěž s ošetřujícím lékařem nebo fyzioterapeutem.

## NASTAVENÍ ZÁTĚŽE

Požadovanou zátěž, tj. obtížnost otáčení pedálů, nastavte otáčením aretační plastové matice (A) po/proti směru hodinových ručiček. Pro lepší fixaci dolních končetin na pedálech utáhněte/povolte fixační přezky.



Nastavení zátěže

## ÚDRŽBA

Pedálovou pomůcku lze čistit a udržovat omýváním vodou, použitím běžných čistících a dezinfekčních prostředků, které neobsahují rozpouštědla a nezpůsobují mechanické narušení povrchu. Pro zachování maximální funkčnosti doporučujeme pravidelně kontrolovat stav všech jisticích prvků, popř. odstranit mechanické nečistoty všech částí.

## SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, vždy kontaktujte prodejce, který Vám poskytne veškeré informace.