

# Průhledný hrnek



Nový kód	Starý kód
<b>09 109 9563</b>	<b>AA5710Y</b>



## Zamýšlené použití

- Podpořit samostatné pití u osob se špatným úchopem, třesem nebo které nemohou sedět vzpřímeně.

## Návod k použití

- Před prvním použitím důkladně omyjte.
- Tento tvarovaný kopolyesterový hrnek může být zahříván v mikrovlnné troubě.

## Péče a čištění

Hrnek / víčko je možné dávat do myčky, avšak vysoké teploty a drsné chemické podmínky v myčce zkracují životnost výrobku. Chcete-li prodloužit životnost hrnku / víčka, myjte je rukou, použijte teplou vodu a jemný čisticí prostředek.

**Návod k použití je k dispozici i ve verzi s velkými znaky. Pokud tuto verzi požadujete, obraťte se prosím na zákaznické středisko Performance Health, kde vám zajistí výtisk.  
Tento návod prosím uschovejte pro budoucí použití.**

### Performance Health International Ltd.

Nunn Brook Road, Huthwaite,  
Sutton-in-Ashfield, Nottinghamshire, NG17  
2HU, UK.

UK:

Tel: 03448 730 035

Fax: 03448 730 100

[www.performancehealth.co.uk](http://www.performancehealth.co.uk)

### International:

Tel: +44 1623 448 706

Fax: +44 1623 448 784

### Performance Health Supply, Inc.

W68 N158 Evergreen Blvd.

Cedarburg, WI 53012, USA

[www.performancehealth.com](http://www.performancehealth.com)

### Performance Health ANZ

Unit 3, 3 Basalt Road, Pemulwuy NSW,

Australia 2145.

Tel: 1300 473 422

Fax: 1300 766 473

[www.performhealth.com.au](http://www.performhealth.com.au)

### Performance Health France

13 rue Andre Pingat, CS 10045, 51724

Reims Cedex, France

Tel: 00(33) 03 10 00 79 30

Fax: 00(33) 03 54 70 04 34

[www.performancehealth.fr](http://www.performancehealth.fr)



Days® je registrovaná ochranná známka společnosti Performance Health International Ltd. 2019